

IDROMED 5 PS



Cena brutto	2 524,50 zł
Cena netto	2 337,50 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

IDROMED 5 PS do nadpotliwości stóp - jonoforeza

IDROMED 5PS jest produktem medycznym przeznaczonym do jonoforezy stosowanej w leczeniu nadpotliwości. Urządzenie do jonoforezy idromed PS podczas zabiegu wykorzystuje prąd stały pulsujący (PS).

Jonoforeza z zastosowaniem prądu stałego pulsującego jest uznaną od lat metodą terapeutyczną wykorzystywaną w leczeniu hiperhydrozy, czyli nadpotliwości. Urządzenie do jonoforezy idromed 5 PS wykorzystujące prąd stały pulsujący idealnie nadaje się do leczenia nadpotliwości u pacjentów wrażliwych z uwzględnieniem dzieci oraz ludzi młodych. Wydajne urządzenie do jonoforezy emituje prąd terapeutyczny, który jest praktycznie niewyczuwalny, a ryzyko wystąpienia skutków ubocznych jest minimalne. Producent medycznego urządzenia do jonoforezy Idromed deklaruje, że zarówno dłonie, jak i stopy mogą zostać wyjęte z basenu w trakcie terapii bez ryzyka wystąpienia szoku elektrycznego. Idromed 5 PS do leczenia hiperhydrozy jest produktem medycznym, zasilanym z sieci. Posiada polskie menu oraz wyświetlacz LCD.

Charakterystyka aparatu do jonoforezy Idromed 5PS ograniczenie prądu oraz przełącznik bezpieczeństwa zabezpieczają przed wystąpieniem szoku elektrycznego
okazałe elektrody płytowe wykonane z aluminium zapewniają jednolitą intensywność prądu oraz zapobiegają pojawieniu się alergii
posiada zegar pozwalający odmierzać oraz kontrolować czas terapii
walizka transportowa wykonana z wysokiej jakości plastiku służy jednocześnie jako basen do terapii dłoni i stóp
leczenie nadpotliwości pach (opcja) - konieczność dokupienia Idromed elektrody gąbkowe do pach.

Urządzenie do jonoforezy Idromed 5 PS zastosowanie:
u pacjentów skarżących się na niski lub średni poziom nadpotliwości
do leczenia hiperhydrozy rąk, stóp oraz pach (opcja)
przeznaczone dla kobiet, dzieci oraz młodzieży
dla pacjentów ze skórą wrażliwą

W celu uzyskania możliwie najlepszych efektów terapia z zastosowaniem urządzenia do jonoforezy powinna być prowadzona raz dziennie (szczególnie na początku). Czas trwania jednego zabiegu to 15 minut. Efekty leczenia widoczne są po około 10 - 15 wykonanych zabiegach w postaci powrotu do normalnego wydzielania potu. Po uzyskaniu widocznej poprawy częstotliwość zabiegów należy zmniejszać w następujący sposób: w pierwszym tygodniu zabieg wykonywać co drugi dzień, w drugim tygodniu co trzeci dzień aż do momentu, gdy stosowanie ulegnie ograniczeniu do 1 zabiegu w tygodniu.

Ważne, aby pamiętać, że ograniczenie wydzielania potu jest znacznie większe na biegunie dodatnim niż na biegunie ujemnym. W celu osiągnięcia optymalnego efektu terapii zaleca się zmianę biegunowości po około 5 wykonanych zabiegach.

Moc prądu dla każdego pacjenta powinna być ustalana indywidualnie.
Maksymalne dopuszczalne wartości natężenia prądu podczas terapii:

dłoni - 15 mA
stóp lub dłoni i stóp - 25 mA
pod pachami - 5 mA

W przypadku gdy natężenie stosowanego prądu jest zbyt wysokie, może pojawić się objaw nieprzyjemnego swędzenia bądź pieczenia w obrębie kończyn, przez które przepływa prąd. Wtedy to konieczne jest natychmiastowe obniżenie natężenia stosowanego prądu w celu uniknięcia oparzeń.